



SERVIZOS DE APOIO Á INVESTIGACIÓN (SAI)
 Universidade da Coruña
 Edificio Servizos Centrais de Investigación
 Campus de Elviña, s/n - 15071 A Coruña



F-SAI-01-S-g
 Edición 1

Páxina 1 de 3

**SOLICITUDE DE ANÁLISE
 NANODROP E BIOANALIZADOR**

UNIDADE DE BIOLOXÍA MOLECULAR (UBM)

ESPAAZO RESERVADO PARA OS SAI

Data de entrada:	<input type="checkbox"/> Correo
Recibido:	<input type="checkbox"/> Achégase carta
Situación:	
Rexeitamento (motivo e sinatura):	
Informe:	Data de análise:

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE

Nome e apelidos:	Código de usuario:
Departamento/institución/empresa:	
Teléfono:	Extensión:
Correo electrónico:	Asdo.:

FORMA DE PAGAMENTO

N.º de aplicación orzamentaria (só usuarios da UDC):	N.º de orzamento (se o tiver):		
Datos fiscais (se son distintos dos que foron indicados na alta de usuario)			
Entidade:	CIF:		
Enderezo:	Localidade:	Provincia:	C.P.:

RESULTADOS e DEVOLUCIÓN DE MOSTRAS

Forma de envío dos resultados: Correo postal Correo electrónico Ambos

Devolución das mostras (por cargo da persoa solicitante): Si Non (as mostras conservaranse 3 meses desde a entrega dos resultados)

OBSERVACIÓNS

ANÁLISES SOLICITADAS

CUANTIFICACIÓN MEDIANTE ESPECTROFOTOMETRÍA (NanoDrop ND100):
 Tipo de mostra: ADN dobre cadea ADN cadea simple ARN Outra:

NOTA: no caso de enviar máis dun tipo de mostra para cuantificar, indícalo no apartado de observacións para cada mostra.

ANÁLISE NO BIOANALIZADOR 2100:
 Tipo de ensaio: ADN rango 25-1000 pb DNA rango 100-7500 pb DNA rango 100-12000 pb
 ARN
 Outro (especificar):

NOTA: Os chips de ADN teñen unha capacidade de 12 mostras, os de ARN de 11 e os de proteínas de 10 mostras. Recomendamos que se xunten as mostras necesarias para completar os chips, xa que se facturará un chip enteiro por ensaio, independentemente do número de mostras empregadas en cada chip.

IDENTIFICACIÓN e DATOS DAS MOSTRAS

N.º de mostras:			N.º de chips:		
N.º SAI	Nome de mostra (máx. 8 letras o núm.)	Observacións	N.º SAI	Nome de mostra (máx. 8 letras o núm.)	Observacións
1			7		
2			8		
3			9		
4			10		
5			11		
6			12		

Para mostras adicionais, empregue o número de copias da páxina 2 que for preciso e indique o número de páxinas que entrega: _____ .

IDENTIFICACIÓN e DATOS DAS MOSTRAS

N.º de mostrás:			N.º de chips:		
N.º SAI	Nome de mostra (máx. 8 letras o núm.)	Observacións	N.º SAI	Nome de mostra (máx. 8 letras o núm.)	Observacións
13			55		
14			56		
15			57		
16			58		
17			59		
18			60		
19			61		
20			62		
21			63		
22			64		
23			65		
24			66		
25			67		
26			68		
27			69		
28			70		
29			71		
30			72		
31			73		
32			74		
33			75		
34			76		
35			77		
36			78		
37			79		
38			80		
39			81		
40			82		
41			83		
42			84		
43			85		
44			86		
45			87		
46			88		
47			89		
48			90		
49			91		
50			92		
51			93		
52			94		
53			95		
54			96		

REQUISITOS PARA O ENVÍO DE MOSTRAS

Requisitos xerais

- As mostras deben vir acompañadas da folia de **solicitude debidamente cuberta**.
- Todas as mostras deben vir **identificadas de forma única**, co código identificativo marcado de forma indeleble sobre o seu vial ou contedor.
- As mostras inspeccionaranse a súa chegada ó servizo e se rexeitarán cando non estean debidamente identificadas, si os contedores chegan rotos ou danados, ou si se dese algunha circunstancia que imposibilite a correcta realización dos ensaios.

Requisitos específicos para PCR en tempo real

- **Volume mínimo** da mostra de 5 micrólitos